

軟膏容器

～スクリュース式～

主な使用用途

楠本化成の軟膏容器は、粘度の高いペースト用容器として広くご愛用頂いております。

- ・電材ペースト
- ・UVインキ
- ・グリース
- ・化粧品 など



製品一覧

品名	容量 [ml]	外径 [mm]	全高 [mm]	販売単位 [個/箱]	標準色	品名	容量 [ml]	外径 [mm]	全高 [mm]	販売単位 [個/箱]	標準色
#70	100	67	46	300	白	#550	590	98	108	100	白
#100	130	67	58	300	白	#600	650	99	113	100	白/黒
#150	170	67	75	300	白	#750	810	105	122	80	白
#250	270	83	73	150	白	#1100狭口	1150	105	168	40	白
#300	340	83	89	150	白/黒	#1100広口	1210	125	128	50	白/黒
#450	520	99	92	100	白/黒	#1500	1640	125	171	50	白

※外径及び全高は、中栓・外蓋を嵌めた状態の寸法となります。

※数値の保証をするものではありません。

#150S（高密閉タイプ）


#150は、IATA（国際航空運送協会）危険物規則書の包装基準による、内部圧力（水圧）試験に合格した『高密閉タイプ』の中栓も用意しております。

材質

本体：高密度PE

中栓：低密度PE or 中密度PE or 高密度PE

外蓋：PP



『なんちゃん』
＜非公認キャラクター＞

着色品や印刷についても
気軽に相談してね！



Kusumoto Chemicals, Ltd.

軟膏容器

～打栓式～

主な特徴

KHDシリーズ（打栓式）は、キャップを上部から押し付けるだけで締めることが出来る作業性に優れた容器です。

またヴァージンシール式のため、開封・未開封が容易に判別可能です。



製品一覧

品名	容量 [ml]	外径 [mm]	全高 [mm]	販売単位 [個/箱]	標準色
KHD-350	430	83	105	300	黒
KHD-750	860	103	132	60	黒
KHD-1100	1220	126	134	46	白
KHD-1200	1350	128	134	160	黒
KSS-1100	1170	127	128	45	白

※外径及び全高は、中栓・外蓋を嵌めた状態の寸法となります。

※数値の保証をするものではありません。

※KSS-1100は、ヴァージンシールとスクリュキャップを併せて採用したため、開封後の内容物の長期保存も安心です。

材質

本体：高密度PE

中栓：低密度PE or 中密度PE

外蓋：PP

硬くて頑丈だよ！



『なんくん』

<非公認キャラクター>

その他

軟膏容器に限らず、様々なプラスチック製品の成形も可能です。

また、環境に優しいバイオマスプラスチックの開発にも取り組んでおります。

『こんなものを作りたい！』などがあれば、お気軽にご用命ください。



（牡蠣殻粉末）



（左：牡蠣殻51% 右：牡蠣殻20%配合）

お問い合わせ先

楠本化成株式会社 化成品事業部

〒101-0047 東京都千代田区内神田1-11-13

TEL：03-3292-8681 FAX：03-3233-0170

MAIL：info_chemicals@kusumoto.co.jp

URL：https://www.kusumoto.co.jp/



<ホームページ>



Kusumoto Chemicals, Ltd.

Ver03:2024/04/15